

Caractéristiques des différents cathéters de pompe

| ANGLE | MODÈLE DE CATHÉTER | | | Image | CANULE | | | | | | TUBULURE | | | |
|-------------|--------------------|--------------|--|--|-----------------|-----------------|----------|--|---|--------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | MEDTRONIC | TANDEM | YPSOMED | | INSERTION | TYPE | LONGUEUR | PURGE | AVANTAGES | INCONVÉNIENTS | LONGUEUR | | | |
| Droit (90°) | Mio™ | Autosoft™ 90 | |  | automatique | souple (téflon) | 6 mm | 0,3 u | Pour les sites avec présence de gras sous la peau | Risque que la canule se plie | 45 cm (18 po) <small>Mio uniquement</small> | 60 cm (23 po) | 80 cm (32 po) | |
| | | | | | | | 9 mm | 0,5 u | | | 80 cm (32 po) | | | |
| | Mio™ Advance | | |  | automatique | souple (téflon) | 6 mm | 0,6 u | | | 60 cm (23 po) | | | |
| | | | | | | | 9 mm | 0,6 u | | | 60 cm (23 po) 110 cm (43 po) | | | |
| | Quick-Set™ | | |  | automatique | souple (téflon) | 6 mm | 0,3 u | | | 45 cm (18 po) 60 cm (23 po) 80 cm (32 po) 110 cm (43 po) | | | |
| | | | | | | | 9 mm | 0,5 u | | | 60 cm (24 po) 75 cm (30 po) 105 cm (42 po) | | | |
| | Orbit Soft | | |  | automatique | souple (téflon) | 6 mm | 0,3 u | | | Canule rigide (doit être changée toutes les 48h) | 45 cm (18 po) <small>Sure-T uniquement</small> | 60 cm (23 po) | 80 cm (32 po) |
| | | | | | | | 9 mm | 0,5 u | | | | 60 cm (23 po) 80 cm (32 po) <small>TruSteel uniquement</small> | | |
| | Sure-T™ | TruSteel™ | |  | manuelle | rigide (acier) | 6 mm | ⚠ Purge doit être faite avant insertion | | | Peut être porté jusqu'à 7 jours. Risque réduit d'occlusion. Facile à placer dans les zones difficiles à atteindre du corps. | Fonctionne exclusivement avec les pompes Minimed 630G, 670G, 770G et 780G | 60 cm (24 po) | 75 cm (30 po) |
| | | | | | | | 8 mm | | | | | | 60 cm (23 po) | 80 cm (32 po) |
| Orbit Micro | | |  | automatique | rigide (acier) | 5,5 mm | 0,6 u | | 60 cm (23 po) | | | | | |
| | | | | | | 8,5 mm | | | | 60 cm (23 po) 80 cm (32 po) | | | | |
| Extended™ | | |  | automatique | souple (téflon) | 6 mm | 0,6 u | | 60 cm (23 po) | | | | | |
| | | | | | | 9 mm | | | | 60 cm (23 po) 80 cm (32 po) | | | | |

| ANGLE | MODÈLE DE CATHÉTER | | | YPSOMED | CANULE | | | | | | TUBULURE |
|---------------|--------------------|--------------|--|-------------|-----------------|--|----------|--|--------------------|--|----------|
| | MEDTRONIC | TANDEM | | | INSERTION | TYPE | LONGUEUR | PURGE | AVANTAGES | INCONVÉNIENTS | LONGUEUR |
| Incliné (30°) | Mio™ 30 | AutoSoft™ 30 |  | automatique | souple (téflon) | 13 mm | 0,7 u | Tient mieux en place | Canule plus longue | 60 cm (23 po) 110 cm (43 po) | |
| | Silhouette™ | VariSoft™ |  | manuelle | | 13 mm | 0,7 u | Pour les sites avec peu de gras sous la peau | | 45 cm (18 po) 60 cm (23 po) 80 cm (32 po) 110 cm (43 po) <small>Silhouette uniquement</small> | |
| 17 mm | | | | | | 60 cm (23 po) 80 cm (32 po) 110 cm (43 po) <small>Silhouette uniquement</small> | | | | | |