

Méthode de calibration des lecteurs de glucose en continu

Afin de faire une bonne calibration:

- Je me lave les mains avec de l'eau et du savon et vérifie que mes bandelettes de glycémie capillaire ne sont pas périmées.
- Je m'assure d'entrer la valeur de la glycémie capillaire dans mon lecteur (ou ma pompe) sans attendre.
- Je respecte le nombre de calibration par jour recommandées.

MEDTRONIC Guardian Connect Guardian Sensor 3	
	Moments où faire une calibration
Suite à l'installation d'un NOUVEAU CAPTEUR	2 fois après la période d'initialisation (2h et 6h)
PENDANT l'utilisation du capteur	• Minimum toutes les 12 heures • Recommandée 3 à 4 fois/jour • De préférence, pas quand 2 ou 3 flèches vers le haut ou vers le bas. • Idéalement avant les repas, avant l'administration d'insuline, ou au coucher.
Si j'ai OUBLIÉ une calibration	Si je reçois une alerte pour me prévenir. Mon lecteur arrête la lecture de la glycémie si rien n'est fait.

Des calibrations adéquates permettent d'obtenir une meilleure précision des résultats du lecteur de glucose en continu. Si votre lecteur n'apparaît pas dans ce tableau, c'est qu'il ne nécessite pas de calibration.