

Méthode de téléchargement de la pompe

Penser à télécharger ma pompe:

- **Idéalement une fois par mois.**
- **Avant un rendez-vous** avec mon équipe de soins (24-48h avant).
- **À chaque fois que je souhaite ajuster** les paramètres de ma pompe (en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie).
- **Après chaque modification des paramètres** de ma pompe.

Certaines pompes offrent la possibilité d'être contrôlées par le téléphone intelligent. Dans ce cas, l'application permet de télécharger et partager automatiquement les données de la pompe.

1-CRÉER UN COMPTE SUR LE SITE DE LA COMPAGNIE OU ME CONNECTER.

OMNIPOD

TANDEM

glooko.com



MEDTRONIC

carelink.minimed.com



YPSOMED

ypsomed-software.net



2- PARTAGER MES DONNÉES.

OMNIPOD

Utilisez le lien envoyé par la clinique OU créez votre compte et allez y entrer le code de la clinique que vous aurez préalablement demandé à votre équipe de soins.

TANDEM

MEDTRONIC

Pas de code nécessaire. Partagez avec votre équipe de soins votre nom d'utilisateur et votre mot de passe si vous souhaitez afin qu'ils puissent accéder à vos données.

YPSOMED

Demandez à votre équipe de soin de vous inviter à partager vos données. Ils auront besoin de votre adresse courriel.



3- TÉLÉCHARGER MA POMPE SELON LES INSTRUCTIONS FOURNIES SUR LE SITE.



4- ACCÉDER AUX DIFFÉRENTS RAPPORTS ET RÉALISER L'ANALYSE DE MES DONNÉES. AU BESOIN, JE PEUX DEMANDER DE L'AIDE À MON ÉQUIPE DE SOINS.

À savoir :

- Mettre régulièrement à jour le système d'exploitation de mon ordinateur et les applications peut faciliter le téléchargement de ma pompe à insuline.
- Une connexion internet à haute vitesse est souvent nécessaire pour le téléchargement.
- Pour tout problème de téléchargement, je dois me référer au soutien technique de ma compagnie de pompe.